

# Empfindliche Adduktorenhöhle

Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 3



# Mit Your® Liner

Stumpf



3D-Modell



Your® Liner



## Indikation


Zu hohe Kompression im Perineum führt zu unangenehmen Druck und Hautirritationen.



## Typische Probleme

### Standard-Liner üben übermäßigen Druck auf die Adduktorenhöhle aus

Oberschenkel-Liner sind zylindrisch oder konisch. Da Standard-Liner für Stümpfe unterschiedlicher Länge konzipiert sind, weisen sie keinen Radius auf Höhe der Adduktorenhöhle auf und üben daher in diesem Bereich zusätzlichen Druck aus, was zu Beschwerden oder Hautreizungen führen kann.



## Hauptmerkmale



Anatomisch zugeschnitten



Optimierte Kompression



### Your® Liner mit integrierter Radius an der Adduktorenhöhle zur Druckentlastung

Da der Your® Liner für jeden Patienten individuell gestaltet wird, kann ein Radius in das 3D-Modell integriert werden, um den Druck auf die Adduktorenhöhle zu entlasten und so das Risiko zu verringern, dass der Liner in diesem Bereich Beschwerden oder Hautreizungen verursacht.

Wie Your® Liner helfen kann

